

MR Uyumu Oksijen Tüpü

MRI Compatible Oxygen Cylinder

- MR Odaları için özel olarak non-manyetik malzemelerden tasarlanmıştır.
- Manyetik alandan etkilenmez
- 5 veya 10 lt O₂ kapasitelidir.
- Yeniden doldurulabilir.
- 3 Tesla'ya kadar MR uyumluluk sertifikasına sahiptir
- Specifically developed for MRI environments with non-magnetic materials.
- Not affected by magnetic field.
- 5 or 10 lt O₂ capacity.
- Refillable.
- MRI compatibility certificate up to 3 Tesla.

