

MR Uyumlu Fiber Optik Sıcaklık Ölçüm Sistemi

MRI Compatible Fiber Optic Thermometer



- Laboratuvarlar ve sanayi için fiber optik çok kanallı sıcaklık sensörü
- -80 ila 300°C arası sıcaklık ölçüm imkanı
- 250 milisaniyede bir ölçüm aralığı
- Gerçek zamanlı verilerin izlenmesi ve kaydedilmesi
- Dijital ve analog sinyal çıktısı
- Fiber optic multi channel signal conditioner for temperature measurement in industrial and laboratory applications
- System temperature range is -80 to 300 °C
- Response time: 250 milliseconds switching with multiple channels
- Digital or analog signal output

