

MR Uyumlu Acil Müdahale Arabası

MR Compatible Emergency Cart

- MR Odası içerisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Değişirilebilir plastik tabla ve entegre itme kulpları
- MR güvenli aksesuarları mevcuttur
- 3 Tesla ya kadar kullanımı güvenlidir
- Ölçüler (E,B,Y): 63.5 cm, 81.3 cm, 174 cm
- Net ağırlık : 62.3 kg

- Designed and built for safe use in the strong magnetic fields present MRI suite.
- Replaceable plastic top with integrated push handles.
- MR-Conditional accessories available.
- Tested by independent testing to 3 Tesla level.
- Dimensions:
(174 cm H x 81.3 cm W x 63.5 cm D)
- Cart net weight: 137 pounds (62.3 kg)

