

MR Uyumlu Mobil ve Tavan Tipi Amelyathane Lambası

MRI Compatible Ceiling and Mobile Surgical Lamps



- 290 CM'lik ayarlanabilir yükseklik
- 3 adet 35 W uzun ömürlü halojen ampül
- Avandan salami ve mobil konfigürasyonları mevcuttur.
- Işık yoğunluğu: 6.000'e kadar Footcandles / 64.500 Lux
- Işık kaynağı: Halojen ampul - Dichroic 12V / 3x35W / 10°
- Açık renk sıcaklığı: 4,100 Kelvin'e kadar
- 114-inch reach provides head-to-toe coverage
- Drift free balance arm design
- {3} 35W long life halogen bulbs
- Available in ceiling and mobile configurations
- Light intensity: Up to 6,000 Footcandles/64,500 Lux
- Light source: Halogen bulb – Dichroic 12V/3x35W/10°
- Light color temperature: Up to 4,100 Kelvin

